

LUCAS™2 BATTERILADDARE

Användarmanual

SE

LUCAS™2 Batteriladdare (även kallad laddare) är ett tillbehör till LUCAS™2 Bröstkompressionssystem. Det är en fristående enhet avsedd att ladda LUCAS™2 Batteri (även kallad batteri).




KONFORMITETSDEKLARATION



LUCAS™2 Batteriladdare uppfyller kraven i följande Europeiska direktiv:
2006/95/EC Lågspänningsdirektivet
2004/108/EC Direktiv gällande elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Apparaten är märkt med CE-symbolen: **CE 0434**

© Copyright JOLIFE AB 2009. Med ensamrätt.
LUCAS™ är ett varumärke som tillhör JOLIFE AB.

LÄS DESSA ANVISNINGAR FÖRE ANVÄNDNING AV LUCAS™2 BATTERILADDARE:

	Försiktighet – se användarmanualen Alla användare måste läsa hela användarmanualen före användning av LUCAS™2 Batteriladdare.
	LUCAS™2 Batteriladdare får enbart användas tillsammans med JOLIFEs produkter.
	Vägguttaget ska vara lättillgängligt. Skulle funktionsfel uppstå måste stickproppen omedelbart avlägsnas från vägguttaget.
	LUCAS™2 Batteriladdare är avsedd för inomhusbruk och får inte utsättas för vatten eller damm.
	Det är farliga spänningar inuti produkten. Försök inte att avlägsna ytterhöljet. Allt service- eller underhållsarbete ska utföras av utbildad personal som kan få assistans genom att vända sig till tillverkarens representant.
	VARNING LUCAS™2 Batteriladdare har invändiga säkringar som skyddar produkten mot fel. Om en av dessa säkringar går, måste LUCAS™2 Batteriladdare repareras av utbildade servicetekniker.
	Kontrollera att nätkabeln inte är skadad. Om nätkabeln är skadad får LUCAS™2 Batteriladdare inte användas.
	LUCAS™2 Batteriladdare får inte övertäckas under användning.
	LUCAS™2 Batteriladdare slås på genom att ansluta den till vägguttaget. För att slä av den avlägsnas stickproppen ur vägguttaget.

	Elektriska och elektroniska apparater ska inte hanteras som hushållsavfall utan sorteras på en återvinningsstation.
	Tillverkningsår återfinns på typskylten intill denna symbol.





FÖRBEREDELSE INFÖR FÖRSTA ANVÄNDNING

Sätt in den medföljande sladden i uttaget på laddaren.

LADDNINGSTRUKTIONER

- Sätt i ett LUCAS™2 Batteri i laddaren.
- Sätt in stickproppen i vägguttaget. Lampan på laddarens ovansida visar batteriets status:
 - Röd – Batteriet laddas
 - Gul – Batteriet laddas, (80-95% av full laddning)
 - Grön – Batteriet är fulladdat / i stand-by-läge
- När batteriet är fulladdat (lampan lyser grönt):
 - Drag ut stickproppen ur vägguttaget
 - Avlägsna batteriet ur laddaren

TEKNISK SPECIFIKATION:

Typ	Litiumjonbatteriladdare		
Antal celler	7		
Ingång	90-264 VAC, 47-63 Hz, max 0.9A		
Temperaturområde – drift	-20 °C – +40 °C		
Temperaturområde – lagring	-25 °C – +85 °C		
Isoleringsklass	II		
Röd	Laddar	LUCAS™2 Batteriladdningsnivå: 	1.2 A , 29.4 V
Gul	Laddar (80-95% av full laddning)	LUCAS™2 Batteriladdningsnivå: 	29.4 V , < 0.5 A
Grön	Färdig/stand-by	LUCAS™2 Batteriladdningsnivå: 	

För mer information - vänligen kontakta tillverkaren Jolife AB

JOLIFE AB, Scheelevägen 17, 223 70 Lund, Sverige Tel: 046 286 50 00, Fax: 046 286 50 10, Email: info@jolife.com
jolife.com

LUCAS™ är ett varumärke som tillhör JOLIFE AB.
CE 0434 © 2009 JOLIFE AB