

Förslag till utvärdering av användarens prestationer

med LUCAS® 3 bröstkompressionssystem

Namn: _____ Enhet: _____

Granskare: _____ Datumw: _____

Den här prestationsutvärderingen är ett förslag på grundläggande utvärdering av en elevs förmåga att använda LUCAS 3 bröstkompressionssystem. Det är en begränsad utvärdering och omfattar inte all information och alla kunskaper som krävs för att använda den på ett säkert sätt.

Den är utformad till att utföras efter att ha tittat på lämplig användningsvideo eller observerat en utrustningsdemonstration som ges av en kvalificerad instruktör. Se bruksanvisningen för LUCAS 3-enheten för komplett information.

Prestationskriterier	Komplett	Ofullständig	Kommentarer
1. Öppnar väskan, trycker på PÅ/AV i 1 sekund för att starta självtestet och aktivera LUCAS 3-enheten.			
2. Tar ut ryggplattan ur väskan.			
3. Säger "stoppa manuell HLR" till annan räddningspersonal (instruktören kan "agera" den andra räddningspersonen).			
4. Placera RYGGPLATTAN under patienten, precis nedanför armhålorna.			
5. Säger "återuppta manuell HLR" till den andra räddningspersonen.			
6. Lyfter den övre delen av LUCAS 3-enheten ur väskan och drar i frigöringsringarna för att kontrollera att klotlåsen är öppna, släpper sedan ringarna.			
Instruktören är förberedd och startar tidtagaruret när manuella kompressioner stoppas.			
7. Ansluter övre delen till ryggplattan, börjar vid sidan som är närmast användaren. Kontrollerar att ett klick hörs.			
8. Drar upp en gång för att bekräfta att delarna har fästs korrekt.			
9. Placerar sugkoppens nedre kant direkt ovanför bröstbensspetsen mitt på bröstkorgen. Justerar efter behov.			
10. Trycker ner sugkoppen med två fingrar med LUCAS 3-enheten i JUSTERA-läget tills tryckplattan inuti sugkoppen vidrör patientens bröstkorg utan att trycka in bröstkorgen.			
11. Trycker på PAUS för att låsa startpositionen.			
12. Trycker på AKTIV (30:2) eller (kontinuerlig). Instruktören stoppar tidtagaruret: _____ sekunder (mål: ≤ 20 sekunder).			
13. Drar ut stabiliseringsbandet helt vid spännena.			
14. Läger nackremmen under patientens nacke.			
15. Spänner fast spännena på nackremmen.			
16. Drar åt banden på nackremmen ordentligt.			
17. Kontrollerar visuellt att sugkoppen är rätt placerad och justerar efter behov.			

Allmänna prestationsriktlinjer

Beakta följande när du fastställer kompetens:

- Utfördes placeringen och användningen på ett säkert sätt?
- Startade kompressionerna inom 20 sekunder från att de manuella kompressionerna stoppades för att ansluta de övre delarna av LUCAS bröstkompressionssystem?
- Kunde berätta om kontraindikationer och biverkningar?

Förslag på avancerat prestationsscenario:

- Byta batteri under patientanvändning

Valfria aktiviteter:

- Applicera defibrilleringselektroder - utför defibrillering
- Utföra ventilationer med andningsmask
- Utföra ventilationer med avancerad luftvägssats

Utvärdering och åtgärdsplan

For further information, please contact your Stryker representative or visit our website at strykeremergencycare.com

Emergency Care

This document is intended solely for the use of healthcare professionals. A healthcare professional must always rely on his or her own professional clinical judgment when deciding whether to use a particular product when treating a particular patient. Stryker does not dispense medical advice and recommends that healthcare professionals be trained in the use of any particular product before using it.

The information presented is intended to demonstrate Stryker's product offerings. A healthcare professional must always refer to operating instructions for complete directions for use indications, contraindications, warnings, cautions, and potential adverse events, before using any of Stryker's products. Products may not be available in all markets because product availability is subject to the regulatory and/or medical practices in individual markets. Please contact your representative if you have questions about the availability of Stryker's products in your area. Specifications subject to change without notice. The products depicted are CE marked in accordance with applicable EU Regulations and Directives

Stryker or its affiliated entities own, use, or have applied for the following trademarks or service marks: LUCAS, Stryker. All other trademarks are trademarks of their respective owners or holders.

The absence of a product, feature, or service name, or logo from this list does not constitute a waiver of Stryker's trademark or other intellectual property rights concerning that name or logo.

03/2020

GDR 3333076_B

Copyright © 2020 Stryke



CE Class IIB (2460)

Jolife AB
Scheelevägen 17
Ideon Science Park
SE-223 70
LUND, Sweden

Distribueras av:

Stryker European
Operations B.V.
Herikerbergweg 110
1101 CM Amsterdam
Netherlands
Tel +31 (0)43 3620008
Fax +31 (0)43 3632001

Distribueras av:

Krusegatan 19
Box 50425
Malmö 202 14
Sweden
Tel +46 40 691 81 00
Fax +46 40 691 81 90